

Anti-Dnmt3B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubc3

품목 번호: CM0026465



소개

고품질 DNMT3B Rabbit Polyclonal Antibody로 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 쥐 조직에서 DNMT3B를 검출합니다. 발달 과정에서 DNA 메틸화에 대한 후성유전학 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNMT3B Rabbit pAb
비고/별칭	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
종	인간
유전자 ID (인간)	1789
유전자 ID	1789
면역원	인간 DNMT3B (NP_008823.1)의 아미노산 345-475에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9UBC3
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백