

Wb, Elisa용 Anti-Dnmt3L 폴리클론항체 - Q9Ujw3

품목 번호: CM0013975



소개

인간 DNMT3L(DNA 메틸화의 주요 조절자)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNMT3L Rabbit pAb
비고/별칭	DNMT3L
종	인간
GeneID (인간)	29947
GeneID	29947
면역원	재조합 단백질 인간 DNMT3L (NP_787063.1)의 아미노산 151-386에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UJW3
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백