

Anti-Dnmt3L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujw3

품목 번호: CM0021301



소개

WB, IHC-P, ELISA에 검증된 Rabbit polyclonal anti-DNMT3L 항체. 인간, 마우스, 래트의 DNMT3L(44kDa)을 검출하며, 이는 de novo DNA 메틸화 및 후생유전학적 재프로그래밍의 핵심 조절자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNMT3L Rabbit pAb
비고/별칭	DNMT3L
종	인간
GeneID (Human)	29947
GeneID	29947
면역원	합성 펩타이드 인간 DNMT3L (NP_787063.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UJW3
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백