

Wb, If/Icc, Elisa용 항Dnph1 토끼 단클론 항체 - O43598

품목 번호: CM0004103



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 DNPH1 토끼 단클론 항체. 인간 및 생쥐 DNPH1을 검출합니다. 이 단백질은 hmdUMP를 가수분해하여 게놈 손상을 방지하는 19 kDa 뉴클레오타이드 회수 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DNPH1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	RCL; C6orf108; dJ330M21.3; DNPH1
종	인간
유전자ID (인간)	10591
유전자ID	10591
면역원	합성 펩타이드: 인간 DNPH1 (O43598)의 아미노산 75-174 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O43598
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩