


Anti-Dnttip2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q5Qje6

품목 번호: CM0023694



소개

인간 DNTTIP2 (ERBP/TdIF2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스와 교차반응. 전사 조절 및 리보솜 생합성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNTTIP2 Rabbit pAb
비고/별칭	ERBP; FCF2; TdIF2; HSU15552; LPTS-RP2; DNTTIP2
종	인간
유전자 ID (인간)	30836
유전자 ID	30836
면역원	인간 DNTTIP2 (NP_055412.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5QJE6
단백질 무게	84kDa
배송	아이스백