

Wb, Elisa용 항-Dock1 토끼 다클론 항체 - B2Ruu3

품목 번호: CM0019833

소개

인간 DOCK1(DOCK180/ced5)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 구아닌 뉴클레오티드 교환인자 매개 신호전달 및 막 역학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DOCK1 토끼 pAb
비고/별칭	ced5; DOCK180; DOCK1
종	인간
유전자ID (인간)	1793
유전자ID	1793
면역원	인간 DOCK1 (NP_001371.1)의 아미노산 1766-1865 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	B2RUU3
단백질 분자량	215kDa
배송	아이스팩