


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Dock2 폴리클로날 항체 - Q92608

품목 번호: CM0027614



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 Anti-DOCK2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 DOCK2 (Q92608)를 인식하며, 이는 RAC1/RAC2를 활성화하고 림프구 이동을 조절하는 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자(GEF)입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DOCK2 Rabbit pAb
비고/별칭	IMD40; DOCK2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	1794
유전자 ID	1794
면역원(Immunogen)	인간 DOCK2 (NP_004937.1)의 아미노산 1551-1830에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
어플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q92608
단백질 분자량	212kDa
배송(Shipping)	Ice bag