


Wb, Elisa용 Anti-Dock7 다클론 항체 - Q96N67

품목 번호: CM0019599



소개

인간 DOCK7(Q96N67)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. DOCK7은 신경세포 극성화와 액틴 세포골격 조절에 관여하는 Rac1/3 GEF입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DOCK7 토끼 pAb
비고/별칭	ZIR2; DEE23; EIEE23; DOCK7
종	인간
GeneID (인간)	85440
GeneID	85440
면역원	인간 DOCK7(NP_001354490.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 제공 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96N67
단백질 분자량	243kDa
배송	아이스팩