

Wb, Elisa용 Anti-Dog-1/Tmem16A 토끼 다클론 항체 - Q5Xxa6

품목 번호: CM0020442

소개

인간 DOG-1/TMEM16A(ANO1)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스 교차 반응성을 바탕으로 WB와 ELISA에 대해 검증되었습니다. 칼슘 활성화 염화물 채널, 위장관 운동성 및 기도 분비 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DOG-1/TMEM16A 토끼 pAb
비고/별칭	DOG1; INDMS; TAOS2; ORAOV2; TMEM16A; ANO1
종	인간
GeneID (인간)	55107
GeneID	55107
면역원	인간 ANO1(NP_060513.5)의 아미노산 40~210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5XXA6
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스팩