


웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Dok1 단일클론 항체 - Q99704

품목 번호: CM0002319



소개

인간 DOK1(도킹 단백질 1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA 적용 분야에서 검증되었으며, 인간 및 마우스 샘플과의 교차 반응성을 보입니다. 인슐린 신호 전달 및 인테그린 활성화 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DOK1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	pp62; P62DOK; DOK1
종	인간
GeneID (인간)	1796
GeneID	1796
면역원	인간 DOK1 (Q99704)의 아미노산 382-481 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q99704
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백