

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dok4 토끼 다클론 항체 - Q8Tew6

품목 번호: CM0016560

소개

인간 DOK4(IRS5)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. RET 신호 전달 및 신경세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	DOK4 토끼 pAb
비고/별칭	IRS5; IRS-5; DOK4
종	인간
유전자 ID	55715
면역원	인간 DOK4(NP_060580.2)의 아미노산 1-326에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8TEW6
단백질 중량	37kDa
배송	아이스팩