


Wb, Elisa용 항-Dok5 다클론 항체 - Q9P104

품목 번호: CM0018604



소개

인간 DOK5(IRS-6)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. RET 신호전달, 신경세포 분화 및 MAP 키나제 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DOK5 토끼 pAb
비고/별칭	IRS6; IRS-6; C20orf180; DOK5
종	인간
GeneID (인간)	55816
GeneID	55816
면역원	인간 DOK5(NP_060901.2)의 237~306번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9P104
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩