


Wb 및 Elisa용 도파민 베타 히드록실라아제 토끼 단클론 항체 - P09172

품목 번호: CM0007298



소개

인간 도파민 베타 히드록실라아제(DBH)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 카테콜아민 생합성, 신경전달물질 조절 및 관련 질병 기전 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	도파민 베타 히드록실라아제 토끼 단클론 항체
비고/별칭	DBM; ORTHYP1; 도파민 베타 히드록실라아제
종	인간
유전자ID (인간)	1621
유전자ID	1621
면역원	인간 도파민 베타 히드록실라아제(NP_000778.3)의 아미노산 100-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P09172
단백질 분자량	69kDa
배송 방법	아이스백