

Anti-Dopamine Receptor D3 (Dr) 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P35462

품목 번호: CM0017809



소개

WB 및 ELISA용 인간 도파민 수용체 D3 (DRD3)를 표적하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐 샘플 검출에 적합합니다. 도파민 신호 전달, 신경정신 질환 및 오토파지 연구에 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Dopamine Receptor D3 (DRD3) Rabbit pAb
비고/별칭	D3DR; ETM1; FET1; Dopamine Receptor D3 (DRD3)
종(Species)	Human
GeneID	1814
면역원(Immunogen)	인간 DRD3 (NP_000787.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse, Rat
SWISS	P35462
단백질 분자량(Protein Weight)	44kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)