

Wb, Elisa용 도파민 수용체 D3 (Drd3) 토끼 단클론 항체 - P35462

품목 번호: CM0008958



소개

인간 도파민 수용체 D3 (DRD3)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에 사용 가능하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 도파민 신호 전달 및 신경정신 장애에 대한 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	도파민 수용체 D3 (DRD3) 토끼 mAb
비고/별칭	D3DR; ETM1; FET1; 도파민 수용체 D3 (DRD3)
종	인간
GeneID (인간)	1814
GeneID	1814
면역원	합성 펩타이드 인간 도파민 수용체 D3 (DRD3) (P35462)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35462
단백질 분자량	44kDa
배송 방법	아이스 팩