


Anti-Dot1L/Kmt4 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - Q8Tek3

품목 번호: CM0017729



소개

인간 Dot1L/KMT4(H3K79 메틸기전이효소)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 쥐 및 랫드와 교차반응합니다. 염색질 조절 및 유전자 침묵 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Dot1L/KMT4 토끼 pAb
비고/별칭	DOT1; KMT4; Dot1L/KMT4
종	인간
유전자 ID (인간)	84444
유전자 ID	84444
면역원	인간 Dot1L/KMT4 (NP_115871.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드, 마우스
SWISS	Q8TEK3
단백질 분자량	165kDa
배송	아이스백