


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Doublecortin 폴리클로날 항체 - O43602

품목 번호: CM0014969



소개

인간 Doublecortin (DCX)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 신경 세포 이동 및 피질 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Doublecortin Rabbit pAb
비고/별칭	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1641
유전자 ID	1641
면역원	인간 Doublecortin (NP_835365.1)의 아미노산 265-365에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O43602
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)