


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Doublecortin 다클론 항체 - O43602

품목 번호: CM0019570



소개

WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에서 검증된 토끼 유래 Anti-Doublecortin 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 재조합 면역원을 사용해 생산되었으며 신경세포 이동 및 피질 적층 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Doublecortin 토끼 pAb
비고/별칭	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
종	인간
GeneID (인간)	1641
GeneID	1641
면역원	인간 Doublecortin (NP_835365.1)의 아미노산 265-365에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43602
단백질 분자량	41kDa
배송 방법	아이스백