


Wb, Elisa용 항-더블코르틴 토끼 단클론 항체 - O43602

품목 번호: CM0006384



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 더블코르틴 토끼 단클론 항체로, 인간, 마우스, 랫트의 더블코르틴(41 kDa)을 검출합니다. 신경발생 및 신경 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	더블코르틴 토끼 mAb
비고/별칭	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
종	인간
유전자 ID (인간)	1641
유전자 ID	1641
면역원	인간 더블코르틴의 아미노산 265-365에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_835365.1).
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O43602
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스 팩