


Wb, Elisa용 항-Doublecortin 토끼 단일클론 항체 - O43602

품목 번호: CM0002031



소개

마우스 및 랫드와 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA로 검증된 Doublecortin 토끼 단일클론 항체입니다. 신경 세포 이동 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Doublecortin 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	DC, DBCN, LISX, SCLH, XLIS, Doublecortin
종	인체 (Human)
유전자 ID (인체)	1641
유전자 ID	1641
면역원	합성 펩타이드 - 인체 Doublecortin(O43602)의 1-100 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	O43602
단백질 무게	41kDa
배송	아이스팩