

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dp1/Tfdp1 폴리클론항체 - Q14186

품목 번호: CM0026491



소개

인간 DP1/TFDP1 (Transcription factor Dp-1)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 마우스와 교차반응. 세포주기 및 전사 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DP1/TFDP1 Rabbit pAb
비고/별칭	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
종	인간
GeneID (인간)	7027
GeneID	7027
면역원	인간 DP1/TFDP1 (NP_009042.1)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14186
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백