

Anti-Dp1/Tfdp1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q14186

품목 번호: CM0008448



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고성능의 anti-DP1/TFDP1 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 쥐 샘플과 반응합니다. 세포 주기 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DP1/TFDP1 Rabbit mAb
비고/별칭	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7027
면역원	사람 DP1/TFDP1 (Q14186)의 아미노산 311-410 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q14186
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)