

Anti-Dp1/Tfdp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Ihc-P And Elisa - Q14186

품목 번호: CM0013111



소개

인간 DP1/TFDP1을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, E2F 의존적 세포 주기 조절에 관여하는 전사 인자입니다. IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. ~45 kDa.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DP1/TFDP1 Rabbit pAb
비고/별칭	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
종	인간
GeneID (Human)	7027
면역원	인간 DP1/TFDP1 (NP_009042.1)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q14186
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백