


Anti-Dpep1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P16444

품목 번호: CM0025070



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 DPEP1 토끼 다클로날 항체로, 인간 및 마우스 DPEP1(~46 kDa)을 인식합니다. DPEP1은 이량체(dipeptides)를 가수분해하며 호중구의 부착 수용체 역할을 합니다. 토끼에서 유래되었으며 IVD 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DPEP1 Rabbit pAb
비고/별칭	MDP; RDP; MBD1; DPEP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1800
GeneID	1800
면역원(Immunogen)	인간 DPEP1 (NP_001121613.1)의 아미노산 17-385에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P16444
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)