

Wb, Elisa용 Anti-Dpep2 토끼 다클론 항체 - Q9H4A9

품목 번호: CM0019441

소개

인간 DPEP2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. DPEP2는 류코트리엔 대사와 염증 신호 전달에 관여하는 디펩티다제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DPEP2 토끼 pAb
비고/별칭	MBD2; DPEP2
종	인간
GeneID (인간)	64174
GeneID	64174
면역원	인간 DPEP2(NP_071750.1)의 아미노산 400-463에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H4A9
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 팩