

Wb 및 Elisa용 항-Dpf2 토끼 다클론 항체 - Q92785

품목 번호: CM0023548



소개

인간 DPF2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 염색질 연구 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DPF2 토끼 pAb
비고/별칭	REQ, CSS7, UBID4, ubi-d4, SMARCG2, DPF2
종	인간
유전자 ID (인간)	5977
면역원	인간 DPF2 (NP_006259.1)의 아미노산 90-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q92785
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩