


Wb, Elisa용 Anti-Dpf3 토끼 다클론 항체 - Q92784

품목 번호: CM0021590



소개

인간 DPF3(BAF45C라고도 함)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에도 교차 반응성을 보입니다. 염색질 리모델링 및 신경 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DPF3 토끼 pAb
비고/별칭	CERD4, BAF45C, SMARCG3, DPF3
종	인간
GeneID (인간)	8110
GeneID	8110
면역원	인간 DPF3(NP_036206.3)의 아미노산 90~200번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q92784
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩