

Wb, Elisa용 Anti-Dph2 다클론 항체 - Q9Bqc3

품목 번호: CM0022095

소개

인간 DPH2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 DPH2와 교차 반응하여 검출할 수 있습니다. 디프테마이드 생합성 및 신장 인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DPH2 토끼 pAb
비고/별칭	DPH2L2; DEDSSH2; DPH2
종	인간
GeneID (인간)	1802
GeneID	1802
면역원	재조합 단백질 인간 DPH2(NP_001375.2)의 아미노산 120-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9BQC3
단백질 분자량	52kDa
배송	얼음팩