

Anti-Dpm1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O60762

품목 번호: CM0026242

소개

DPM1에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, DPM 합성효소의 촉매 소단위체를 대상으로 하며 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 랫트와 교차반응. N-글리코실화 및 GPI 앵커 합성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DPM1 Rabbit pAb
비고/별칭	MPDS; CDGIE; DPM1
종	인간
GeneID (human)	8813
GeneID	8813
면역원	인간 DPM1 (NP_003850.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 표전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O60762
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백