

Wb, Elisa용 Anti-Dpp3 폴리클로날 항체 - Q9Ny33

품목 번호: CM0017247



소개

재조합 단백질로 면역된 인간 DPP3에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 펩타이드 분해에서 디펩티딜 펩티다제 III 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DPP3 Rabbit pAb
비고/별칭	DPPIII; DPP3
종	인간
GeneID (인간)	10072
GeneID	10072
면역원	재조합 단백질 인간 DPP3의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_569710.2).
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NY33
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백