

Wb 및 Elisa용 Anti-Dpp3 토끼 단일클론 항체 - Q9Ny33

품목 번호: CM0006030



소개

인간 DPP3에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트의 DPP3를 검출합니다. 생체 활성 펩타이드 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DPP3 Rabbit mAb
비고/별칭	DPPIII; DPP3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10072
유전자 ID	10072
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 DPP3 (Q9NY33)의 아미노산 638-737 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NY33
단백질 분자량	83kDa
배송(Shipping)	아이스백