

Wb 및 Elisa용 Anti-Dpp8 폴리클로널 항체 - Q6V1X1

품목 번호: CM0026402



소개

인간 DPP8를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, N-말단 영역(aa10-230)을 사용하여 제작되었습니다.

마우스 및 쥐와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다.

파이로프토시스(pyroptosis) 및 인플라마솜 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DPP8 Rabbit pAb
비고/별칭	DPP8; DPRP1; DPRP-1; MST097; MSTP097; MSTP135; MSTP141; DPP8
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	54878
면역원(Immunogen)	인간 DPP8 (NP_932065.1)의 아미노산 10-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q6V1X1
단백질 분자량	103kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)