

Wb, Elisa용 Anti-Dppa2 폴리클로날 항체 - Q7Z7J5

품목 번호: CM0015063

소개

DPPA2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫드에 대한 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 다능성 및 발생 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DPPA2 Rabbit pAb
비고/별칭	CT100; PESCRG1; ECAT15-2; DPPA2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	151871
GeneID	151871
면역원	사람 DPPA2 (NP_620170.3)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q7Z7J5
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)