

Wb 및 Elisa용 항-Dppa3/Stella 다클론 항체 - Q8Qzy3

품목 번호: CM0019760



소개

WB 및 ELISA용 DPPA3/Stella를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 생쥐와 쥐 스텔라를 인식하며, 초기 배아에서 후성유전체 재프로그래밍과 모계 DNA 메틸화 보호의 핵심 조절인자입니다. 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Stella 토끼 pAb
비고/별칭	PCG7, PGC7, Stella, 2410075G02Rik
종	생쥐
유전자 ID (인간)	73708
면역원	인간 Stella(아미노산 1-150)를 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q8QZY3
단백질 분자량	18kDa
배송 방법	아이스팩