

Wb 및 Elisa용 Anti-Dppa4 토끼 다클론 항체 - Q7L190

품목 번호: CM0017094

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 DPPA4에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 종에서 내인성 DPPA4를 검출합니다. 줄기세포 및 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DPPA4 토끼 pAb
비고/별칭	2410091M23Rik; DPPA4
종	인간
유전자 ID (인간)	55211
유전자 ID	55211
면역원	인간 DPPA4의 15-304번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_060659.3).
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q7L190
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩