


Wb, Elisa용 항-Dpys 다클론 항체 - Q14117

품목 번호: CM0025780



소개

인간 DPYS(다이하이드로피리미디나제)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 피리미딘 대사 및 관련 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DPYS 토끼 pAb
비고/별칭	DHP; DHPase; DPYS
종	인간
유전자ID (인간)	1807
면역원	인간 DPYS (NP_001376.1)의 아미노산 250-519에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q14117
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩