


Wb, Elisa용 항-Dpysl3 토끼 다클론 항체 - Q14195

품목 번호: CM0016730



소개

인간 DPYSL3(CRMP-4)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 생쥐와 쥐와 교차 반응합니다. 축삭 유도 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DPYSL3 토끼 pAb
비고/별칭	DRP3; ULIP; CRMP4; DRP-3; LCRMP; CRMP-4; ULIP-1; DPYSL3
종	인간
유전자ID	1809
면역원	인간 DPYSL3 (NP_001378.1)의 아미노산 440-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q14195
단백질 분자량	62kDa
배송 방식	아이스 팩