

Wb 및 Elisa용 Anti-Dr1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q01658

품목 번호: CM0028458



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-DR1 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 DR1 (NC2/NC2-beta)을 검출합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DR1 Rabbit pAb
비고/별칭	NC2; NC2B; NCB2; NC2-BETA; DR1
종	인간
GeneID (Human)	1810
GeneID	1810
면역원	인간 DR1 (NP_001929.1)의 아미노산 1-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01658
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백