


Fc, Elisa용 Anti-Dr4 Rabbit Monoclonal Antibody - O00220

품목 번호: CM0007533



소개

인간 DR4 (TNFRSF10A/TRAIL-R1)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 재조합 면역원(aa 124-232)이 특이성을 보장합니다. 세포자멸사 및 암 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DR4 Rabbit mAb
비고/별칭	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; TNF receptor superfamily member 10a
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	8797
면역원(Immunogen)	인간 DR4 (NP_003835.3)의 아미노산 124-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	O00220
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스백)