

Wb 및 Elisa용 Anti-Drap1 폴리클로널 항체 - Q14919

품목 번호: CM0024160



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 DRAP1 토끼 폴리클로널 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 DRAP1(전사 코리프레서)과 반응합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DRAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	NC2-alpha; DRAP1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10589
GeneID	10589
면역원(Immunogen)	사람 DRAP1 (NP_006433.2)의 아미노산 50-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14919
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)