


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Drd4 다클론 항체 - P21917

품목 번호: CM0013637



소개

인간 DRD4의 아미노산 100-200 내 합성 펩티드를 면역원으로 토끼에서 생산된 항-DRD4 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경과학 및 행동 연구에서 도파민 D4 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DRD4 토끼 pAb
비고/별칭	D4DR; DRD4
종	인간
유전자 ID (인간)	1815
유전자 ID	1815
면역원	합성 펩티드 인간 DRD4 (NP_000788.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	P21917
단백질 분자량	44kDa
배송 방법	아이스 팩