


Anti-Drg1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y295

품목 번호: CM0026093



소개

인간 DRG1 (NEDD3)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐 직동유전체(Cross-reacts)와 교차 반응합니다. GTP 가수분해, 미세소관 중합 및 유사분열 방추체 조립 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DRG1 Rabbit pAb
비고/별칭	NEDD3; DRG1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4733
유전자 ID	4733
면역원	인간 DRG1 (NP_004138.1)의 아미노산 158-367에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9Y295
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)