

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Drg2 토끼 다클론 항체 - P55039

품목 번호: CM0019246

소개

번역에 관여하는 GTPase인 인간 DRG2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 DRG2와 반응합니다. GTPase 활성 및 RNA 결합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DRG2 토끼 pAb
비고/별칭	DRG2
종	인간
유전자 ID (인간)	1819
유전자 ID	1819
면역원	재조합 단백질: 인간 DRG2(NP_001379.1)의 아미노산 150~260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P55039
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩