

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Drosha Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Nrr4

품목 번호: CM0003561



소개

웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-DROSHA 토끼 단일클론 항체. miRNA 생성 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DROSHA Rabbit mAb
비고/별칭	RN3; ETOH12; RNASEN; RANSE3L; RNASE3L; HSA242976; DROSHA
종	인간
GeneID (인간)	29102
GeneID	29102
면역원	합성 펩타이드: 인간 DROSHA (Q9NRR4)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NRR4
단백질 분자량	159kDa
배송	아이스백