


Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Drp1 토끼 단일클론 항체 - O00429

품목 번호: CM0007079



소개

WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA용으로 검증된 Anti-DRP1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드, 원숭이와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 분열과 신경세포 생존에 중요한 다이내민-1 유사 단백질을 표적으로 합니다. 세포생물학 및 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DRP1 토끼 mAb
비고/별칭	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
종	인간
GeneID (인간)	10059
GeneID	10059
면역원	인간 DRP1(NP_036192.2)의 아미노산 561-670 영역에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 원숭이
SWISS	O00429
단백질 분자량	82kDa
배송 조건	아이스팩