


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Drp1 토끼 다클로날 항체 - O00429

품목 번호: CM0018996



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 인간 DRP1 (Dynamin-1-like protein)을 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. 재조합 면역원 (aa 437-736). 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 분열, 세포 사멸 및 신경학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DRP1 Rabbit pAb
비고/별칭	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
종	Human
Gene ID (Human)	10059
Gene ID	10059
면역원	인간 DNM1L (NP_036192.2)의 아미노산 437-736에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O00429
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스 팩