


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Drp1 토끼 다클로날 항체 - O00429

품목 번호: CM0027644



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-DRP1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 DRP1을 검출하며 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 분열, 세포자멸사 및 퍼옥시솜 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DRP1 Rabbit pAb
비고/별칭	DLPI; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
종	Human
GeneID (인간)	10059
GeneID	10059
면역원	인간 DRP1 (NP_036193.2)의 아미노산 411-710에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O00429
단백질 크기	82kDa
배송	아이스 팩