

Wb, Elisa용 항-Dsc1 다클론 항체 - Q08554

품목 번호: CM0018233



소개

사람 DSC1(데스모콜린-1)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 사용 가능합니다. 사람, 마우스, 래트 샘플에서 검증되었습니다. 데스모좀 매개 세포 접착 및 표피 장벽 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DSC1 토끼 pAb
비고/별칭	CDHFI; DG2/DG3; DSC1
종	사람
유전자 ID (사람)	1823
유전자 ID	1823
면역원	사람 DSC1(NP_077739.1)의 아미노산 480-690에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q08554
단백질 분자량	100kDa
배송 방식	아이스백