


Wb, Elisa용 항Dsc2 토끼 다클론 항체 - Q02487

품목 번호: CM0016721



소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 고품질 DSC2 토끼 다클론 항체입니다. 세포 접착과 조직 온전성에 중요한 데스모솜 카데린인 인간 데스모콜린-2(UniProt Q02487)를 인식합니다. 심장 및 장 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DSC2 토끼 pAb
비고/별칭	DG2; DSC3; CDHF2; ARVD11; DGII/III; DSC2
종	인간
유전자 ID (인간)	1824
유전자 ID	1824
면역원	제조합 단백질 인간 DSC2(NP_077740.1)의 아미노산 520-690에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q02487
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백