

Anti-Dsg1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q02413

품목 번호: CM0028018

소개

WB, 면역형광법 및 ELISA에 대해 검증된 DSG1 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 쥐 DSG1(~114 kDa)와 교차 반응합니다. 데스모솜 접착, 각질세포 분화 및 피부 장벽 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DSG1 Rabbit pAb
비고/별칭	DG1; DSG; CDHF4; EPKHE; PPKS1; SPPK1; EPKH1A; DSG1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1828
유전자 ID	1828
항원	사람 DSG1 (NP_001933.2)의 아미노산 800-1049에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q02413
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스백 (Ice bag)